



## Activa Free Sanitet

**Beskrivning:** Ett Svanenmärkt oparfumerat sanitetsrengöringsmedel för daglig rengöring av toaletter, duschtrymmen, handfat, badkar, kakel m.m. Löser tvålrester, fett och smuts effektivt.

**Bruksanvisning:** Blanda enligt dosering, applicera, låt verka och torka rent ytorna. OBS! Blanda ej med produkter som innehåller klor. Bör ej användas på syrakänsliga ytor som t.ex. marmor.

**Dosering:** 10 ml till 10 liter vatten

**pH-värde:** Koncentrat ca 2,0

**Innehåll:** <5%: Nonjoniska tensider


**Förpackning:** Förvara produkten i originalförpackning. Förvaras frostfritt. Använda och förbrukade emballage ska lämnas till kommunens återvinningscentraler, sorteras som plastförpackningar.

**30301** Activa Free Sanitet 1 liter

**30302** Activa Free Sanitet 5 liter



|                       |                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| pH-värde:             | ca 2,0                                                                              |
| Hållbarhet:           | minst 36 månader                                                                    |
| Faromärkning:         |  |
| Transportförpackning: | 6 x 1 lit<br>3 x 5 lit                                                              |
| Säkerhetsdatablad:    |  |



5026 0038